


BIOMIC V³

Test per il Controllo di Qualità

Lettura immediata



Le piastre QC AST e le Gallerie ID sono letti velocemente e interpretate. Tutte le immagini possono essere salvate e archiviate.




Risultati del Controllo di Qualità

Drug Name	ZD (mm)	ZD Limits (mm)	Quality
Ampicillin	30	27 - 35	OK
Clindamycin	27	24 - 30	OK
Cefotaxime	26	25 - 31	OK
Cefazolin	29	29 - 35	OK
Erythromycin	28	22 - 30	OK
Imipenem	39		N/A
Levofloxacin	30	25 - 30	OK
Oxacillin	21	18 - 24	OK
Penicillin G	31	24 - 37	OK
Trimethoprim-sulfam	29	24 - 32	OK
Tetracycline	29	24 - 30	OK
Vancomycin	18	17 - 21	OK

I risultati del Controllo di Qualità sono interpretati e secondo le linee del CLSI e salvati in modo automatico.

Rapporto riassuntivo dei Controlli di Qualità



Il rapporto riassuntivo dei Controlli di Qualità può essere rappresentato in diversi formati elettronici, per facilitare sia la consultazione dei documenti che i controlli di Laboratorio.

